



CHILI PATIENTEN-PORTAL

Moderne Kommunikation mit Ihren Patienten

Sie möchten die Kommunikation mit Ihren Patienten digitalisieren? Wir haben die Lösung!

Einsatzgebiet

Die Digitalisierung der Medizin schreitet immer stärker voran, doch die Bereitstellung von Bilddaten für Patienten erfolgt aktuell noch zeitaufwändig und kostenintensiv über Patienten-CDs. Immer weniger Patienten verfügen jedoch über ein CD-Laufwerk. Mit dem NEXUS / CHILI Patienten-Portal werden Patienten-CDs abgelöst und damit auch Brennröbter nicht mehr benötigt.

Vorteile für Ihre Einrichtung

- + Stellen Sie DICOM-Bilddaten aus Ihrem PACS unkompliziert in das Portal
- + Verzicht auf das zeit- und kostenintensive Brennen von Patienten-CDs
- + Drucken Sie automatisch Dokumente mit den Zugangsdaten für Ihre Patienten oder versenden Sie diese elektronisch als E-Mail oder SMS
- + Behalten Sie die Übersicht über die bereitgestellten Bilddaten mit der Option die Bilddaten nachträglich zu ändern oder zu löschen
- + Nutzen Sie die Möglichkeit für eine tiefe Integration des Portals ins NEXUS / RIS oder ein RIS anderer Hersteller

Vorteile für Ihre Patienten

- + Bequeme und kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf die eigenen Bilddaten über den PC oder mobile Geräte mit zeitlicher Befristung
- + Mehr Sicherheit durch Abfrage eines weiteren Parameters, wie z. B. Geburtsdatum
- + Hoheit über die eigenen Daten mit der Option, sie jederzeit zu löschen oder auf eigene Geräte herunterzuladen
- + Möglichkeit weitere Bilder hochzuladen
- + Option für eine zeitlich begrenzte Freigabe, um Daten an andere Ärzte, Einrichtungen oder Dritte weiterzugeben




Der Workflow für Ihre Patienten

Stellen Sie Ihren Patienten die eigenen Bilddaten zur Verfügung



SCHNELL

Sie wählen die Bilder im PACS aus und erzeugen im Handumdrehen einen Link sowie einen Sicherheits-Token.



SPIELEND LEICHT

Diese Zugangsdaten übermitteln Sie wahlweise in Form eines ausgedruckten Dokuments mit QR-Code, per E-Mail oder SMS an den Patienten.



SICHER

Beim Login bestätigt der Patient die Zugangsinformationen mit einer weiteren Abfrage (z. B. Geburtsdatum) und kann sofort online auf seine Bilddaten zugreifen, sie betrachten oder herunterladen.



VOLLSTÄNDIG DIGITAL

Ihr Patient kann die Daten zudem zeitlich begrenzt weiteren Ärzten oder anderen dritten Personen zugänglich machen. Für einen digitalen Workflow von A bis Z.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Sicher und fortschrittlich
- + Datenschutzkonform
- + Automatische Funktionsübernahme aus dem PACS
- + Token & zusätzl. Abfrage (z. B. Geburtsdatum)
- + Capture-Abfrage möglich
- + Auf mobilen Endgeräten verfügbar
- + Ersetzt Brennroboter
- + Integration ins RIS
- + Bequem mit jedem PACS verwendbar