


Geräte strukturiert und übersichtlich verwalten



Gerätehaus A

BIOSCOPE®

SIGNA PET/MR

Anatomische Pinzette

HAMILTON-GS

NeuViz 64 In/En

OASIS™ - 1,2T

ClearVue 650

Aurinio® LED

+ eleganza 3XC

4pno Serie 4

VIEWMEDIC CLINIO 3 COMPUTER

Schindler 2500

Endoskopie OP Tisch

WC-Stuhl mit Räder

Rostfreier Röntgenfilmbetracht...

Einbeinell Ellbogen Giebel Dusch...

Hand Trockner Ultraschall

Goldway CTC7

INQUA Inhalator

FA-40

Geräte in Baumstruktur

[illegible]

Dateianlagen zu Geräten

Für jedes Gerät besteht ein Formblatt, welches alle Informationen abfragt, die im Rahmen der Medizingeräteverordnung benötigt werden. Hier werden Typenbezeichnung, Seriennummer, Inventarnummer, Standort/Abteilung, Lieferant und Hersteller erfasst. Dokumente wie Bedienungsanleitungen und Handbücher können als Anhänge innerhalb der Geräteakte hinzugefügt werden und so sind auf einen Blick im Stammbblatt alle benötigten Informationen für einen Supportcall beim Hersteller/Lieferanten ersichtlich. Ebenso wird die Erstinbetriebnahme mit einem Verantwortlichen, einer Funktionsprüfung und der Einweisung dokumentiert. Des Weiteren können Anschaffungs- und Folgekosten, sowie Leasing und Garantiebedingungen hinterlegt werden.

Reparaturen und wiederkehrende Funktionsprüfungen

Erstellen Sie Maßnahmen für Instandhaltungen und wiederkehrende Funktionsprüfungen als Einzel- oder Serientermine und dokumentieren diese ausführlich pro Gerät.

Wartungszyklen oder Überprüfungen werden nicht mehr vergessen, da Sie anhand der automatisierten Erinnerungsfunktion sowohl in Ihrer Aufgabenliste als auch per E-Mail zu jeder Zeit auf anstehende Termine hingewiesen und über ablaufende Fristen informiert werden.

Übersicht Störungen und Wartungen

Sperrungen und Entsorgungen dokumentieren

Das System ermöglicht die systematische Dokumentation von Sperrungen und Entsorgungen von Geräten. Sie haben die Möglichkeit, temporäre Sperrungen oder dauerhafte Geräteentsorgungen zu erfassen und entsprechende Informationen festzuhalten. Für eine umfassende Dokumentation werden dabei relevante Daten wie die Seriennummer oder Inventarnummer des betreffenden Geräts, das Datum der Maßnahme, der verantwortliche Mitarbeiter oder die verantwortliche Mitarbeiterin sowie der Grund für die Sperrung oder Entsorgung erfasst.

Störungsmeldungen zuweisen

Durch die Verknüpfung mit dem optionalen Meldewesen ist es möglich Störungsmeldungen direkt den entsprechenden Geräten zuzuweisen. Der Status der Störungsmeldung kann bei dem Gerät angezeigt werden und es kann ein Link zur Vorkommismeldung des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angezeigt werden.

Übersichten und Auswertungen

Es werden diverse Übersichtslisten zur Verfügung gestellt, die Informationen zu verschiedenen Gerätekategorien beinhalten. Diese Listen umfassen eine Zusammenfassung aller Geräte, Geräte mit Störungen sowie Geräte, die gesperrt oder entsorgt wurden. Des Weiteren können die Geräte nach dem jeweiligen Lieferanten oder Hersteller sortiert und ausgewertet werden. Diese Übersichtslisten bieten eine praktische Möglichkeit, relevante Daten zu sichten und zu analysieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Strukturiertes Stammbblatt (Typbezeichnung, Liefer- und Herstellerfirma, Einweisungen, Funktionsprüfungen sowie Anschaffungs- und Folgekosten)
- + Übersichtslisten und Wartungstermine
- + Exportfunktion zur Analyse und Weiterverarbeitung
- + integriertes Maßnahmenmanagement für Funktionsprüfungen und Wartungen
- + Benachrichtigungsfunktion bei anstehenden Wartungen und zu überwachenden Aufgaben
- + vollständig integriert in Dokumentenlenkung